

PT INDICAÇÃO

Acid Gel F 10% é um gel, a base de ácido fluorídrico na concentração de 10%, indicado para o condicionamento ácido de porcelanas com o objetivo de aumentar a adesão à restauração.

MODO DE USO

- 1) Isole a superfície externa da porcelana, metal ou composto híbrido;
- 2) Condicione a superfície isolada com o Acid Gel F 10% por 1 minuto;
- 3) Lave abundantemente e seque completamente;
- 4) Aplique o Silano e seque a superfície (seguir as instruções do fabricante do silano);
- 5) Faça a cimentação da peça protética utilizando o cimento resinoso de sua preferência.

PRECAUÇÕES

Utilizar óculos de proteção durante a utilização do produto. Não deve entrar em contato com os tecidos moles, esmalte, dentina, olhos e pele. Caso haja contato lavar imediatamente com água em abundância. Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos. Somente para uso profissional.

ARMAZENAMENTO

Mantener o produto em sua embalagem original e fechada após o uso. Armazenar em temperatura de 5°C a 28°C, em local seco, protegido da luz solar direta e do calor.

COMPOSIÇÃO

Água destilada, Carbômero Ultragel, Ácido Fluorídrico e Pigmento.

VALIDADE: 24 meses



ES INDICACIÓN

Acid Gel F 10% es un gel a base de ácido fluorhídrico al 10%, indicado para el grabado ácido de porcelanas, con el fin de aumentar la adhesión a la restauración.

MODO DE USO

- 1) Aísle la superficie externa de la porcelana, metal o material híbrido;
- 2) Aplique Acid Gel F 10% sobre la superficie aislada durante 1 minuto;
- 3) Enjuague abundantemente con agua y seque completamente;
- 4) Aplique el Silano y seque la superficie (siga las instrucciones del fabricante del silano);
- 5) Cemente la restauración utilizando un cemento resinoso de su preferencia.

PRECAUCIONES

Usar gafas de protección durante la manipulación del producto. Evitar el contacto con tejidos blandos, esmalte, dentina, ojos y piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua. Seguir la normativa vigente para la eliminación de residuos odontológicos. Uso exclusivo profesional.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original y cerrado después del uso. Almacenar entre 5°C y 28°C, en lugar seco, protegido de la luz solar directa y del calor.

COMPOSICIÓN

Agua destilada, Carbômero Ultragel, Ácido fluorhídrico y Pigmento.

VALIDEZ: 24 meses



EN INDICATION

Acid Gel F 10% is a gel based on 10% hydrofluoric acid, indicated for etching porcelain surfaces to improve adhesion to the restoration.

DIRECTIONS FOR USE

- 1) Isolate the external surface of the porcelain, metal, or hybrid material;
- 2) Apply Acid Gel F 10% to the isolated surface for 1 minute;
- 3) Rinse thoroughly with water and dry completely;
- 4) Apply silane and dry the surface (follow the silane manufacturer's instructions);
- 5) Cement the prosthetic restoration using the resin cement of your choice.

PRECAUTIONS

Wear protective eyewear when handling the product. Avoid contact with soft tissues, enamel, dentin, eyes, and skin. In case of contact, rinse immediately with plenty of water. Follow local regulations for the disposal of dental materials. For professional use only.

STORAGE CONDITIONS

Keep the product in its original, sealed packaging after use. Store between 41°F–82°F, in a dry place, protected from direct sunlight and heat.

COMPOSITION

Distilled water, Ultragel Carbomer, Hydrofluoric acid, and Pigment.

Shelf Life: 24 months.



DENTALVILLE DO BRASIL LDA - CNPJ: 01.101.363/0001-86 - Rua Adv. Miguel Cercal, 645 - Nova Brasília-Joinville-SC 89214-610 Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRQ-SC 13.400.397 13°R
Reg. ANVISA: 10344110021 - Fone: +55 (47) 3454-2200
Indústria Brasileira - Hecho en Brasil - Made in Brazil