

PT INDICAÇÃO

É indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

MODO DE USAR

1) Prepare a região a ser polida e, se necessário, utilize o auxílio de discos de lixa ou pasta de granação média, deixando a superfície dental lisa e no formato desejado.

2) Encaixar o disco de feltro na extremidade do mandril. Aplicar a pasta sobre o disco, ou diretamente sobre o dente, ou sobre o material restaurador, conforme o caso. Aplicar o produto em rotação baixa, exercendo pouca pressão, com toques intermitentes e em movimentos circulares.

3) Caso não tenha obtido o resultado desejado, repita o procedimento.

PRECAUÇÕES

Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.

Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional.

Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas

ARMAZENAMENTO

Mantener o produto em sua embalagem sempre fechada.

Proteger da incidência da luz solar direta.

Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

COMPOSIÇÃO

Pó de diamante micronizado, veículo lubrificante, espessantes e aroma.

VALIDADE: 24 meses



ES INDICACIÓN

Está indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aterciopelados, lo cual potencia su acción en el pulido y acabado de superficies de materiales restauradores en general.

MODO DE USO

1) Prepare la zona a ser pulida. Si es necesario, utilice discos abrasivos o pastas de grano medio, dejando la superficie dental lisa y con la forma deseada.

2) Coloque el disco de feltro en el extremo del mandril. Aplique la pasta sobre el disco, directamente sobre el diente, o sobre el material restaurador, según corresponda. Aplique el producto a baja rotación, ejerciendo presión ligera, con toques intermitentes y movimientos circulares.

3) Si no se obtiene el resultado deseado, repita el procedimiento.

PRECAUCIONES

Utilizar a baja velocidad, ejerciendo poca presión sobre los discos de feltro, con toques intermitentes y movimientos circulares, evitando el sobrecalentamiento de la superficie dental.

Se recomienda el uso de gafas de seguridad por parte del profesional durante la aplicación del producto. No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes. Suspender el uso en caso de reacciones alérgicas.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto siempre en su envase cerrado. Proteger de la luz solar directa. Almacenar entre 5°C y 28°C.

COMPOSICIÓN

Polvo de diamante micronizado, vehículo lubricante, espesantes y aroma.

VALIDEZ: 24 meses



EN INDICATION

Indicated for use in combination with felt discs or velvety discs, which enhances its performance during polishing and finishing of general restorative material surfaces.

DIRECTIONS FOR USE

1) Prepare the area to be polished. If necessary, use abrasive discs or medium-grit paste to smooth the surface and shape as desired;

2) Attach the felt disc to the mandrel. Apply the paste onto the disc, or directly onto the tooth or restorative material, as appropriate. Apply at low speed, with light pressure, intermittent touches and circular motion;

3) If the desired result is not achieved, repeat the procedure.

PRECAUTIONS

Use low speed and light pressure with circular motions to avoid overheating. Use safety goggles during application. Do not use in patients with known sensitivity to the components; Discontinue use in case of allergic reactions.

STORAGE CONDITIONS

Keep packaging sealed after use; Protect from direct sunlight; Store between 41°F–82°F.

COMPOSITION

Micronized diamond powder, lubricating vehicle, thickeners, and flavoring.

Shelf Life: 24 months.



Fabricante / Manufacturer:

DENTALVILLE DO BRASIL LDA - CNPJ: 01.101.363/0001-86 - Rua Adv. Miguel Cercal, 645 - Nova Brasília-Joinville-SC 89214-610 Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRQ-SC 13.400.397 13ºR
Reg. ANVISA: 10344119006 - Fone: +55 (47) 3454-2200
Indústria Brasileira - Hecho en Brasil - Made in Brazil