

PT INDICAÇÃO

Indicado para adesão de bráquetes na superfície dental (esmalte) para tratamentos ortodônticos.

MODO DE USAR

- 1) Preparar a superfície dental para a adesão, isolando a área, limpando e deixando o local seco;
- 2) Aplicar o condicionador de ácido fosfórico na região aonde o braquete será aderido e deixar agir por pelo menos 30 segundos;
- 3) Lavar a superfície com água e secar (garantir que a superfície esteja bem seca);
- 4) Aplicar o cimento ortodôntico na base do braquete;
- 5) Posicionar o braquete na superfície do dente e pressionar (quanto mais fina a camada entre o dente e o braquete melhor a adesão);
- 6) Retirar os excessos do cimento;
- 7) Fotopolimerizar o cimento por pelo menos 40 segundos.

PRECAUÇÕES

Evite aplicar o produto na gengiva do paciente que tenha passado recentemente por algum tipo de procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival. A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos.

ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada. Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

COMPOSIÇÃO

Monômeros Metacrilatos, Sílica Nanométrica, Fluoreto de sódio, Vidro Alumino Boro Silicato, Fotoiniciador, Co-iniciador.

VALIDADE: 24 meses



ES INDICACIÓN

Indicado para la adhesión de brackets sobre la superficie dental (esmalte) en tratamientos de ortodoncia.

MODO DE USO

- 1) Preparar la superficie dental para la adhesión, aislando el área, limpiando y secando completamente;
- 2) Aplicar el condicionador de ácido fosfórico en la zona donde se colocará el bracket y dejar actuar por al menos 30 segundos;
- 3) Enjuagar con agua y secar completamente la superficie (asegurar que esté bien seca);
- 4) Aplicar el cemento ortodôntico en la base del bracket;
- 5) Posicionar el bracket sobre la superficie dental y presionar firmemente (cuanto más fina la capa entre diente y bracket, mejor será la adhesión);
- 6) Retirar los excesos de cemento;
- 7) Fotopolimerizar el cemento durante al menos 40 segundos.

PRECAUCIONES

Evitar aplicar el producto sobre la encía del paciente si ha pasado recientemente por procedimientos quirúrgicos orales o presenta algún tipo de irritación gingival. La fotopolimerización incompleta o un tiempo excesivo de exposición pueden causar irritación gingival leve en algunos casos.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original cerrado; Proteger de la luz solar directa; Almacenar entre 5°C y 28°C.

COMPOSICIÓN

Monómeros metacrilatos, sílice nanométrica, fluoruro de sodio, vidrio de borosilicato de aluminio, fotoiniciador y co-iniciador.

VALIDEZ: 24 meses



EN INDICATION

Indicated for bracket bonding to the dental surface (enamel) for orthodontic treatments.

DIRECTIONS FOR USE

- 1) Prepare the dental surface for bonding by isolating the area, cleaning, and drying thoroughly;
- 2) Apply phosphoric acid etchant to the area where the bracket will be bonded and let it act for at least 30 seconds;
- 3) Rinse the surface with water and dry completely (ensure no moisture remains);
- 4) Apply orthodontic cement to the base of the bracket;
- 5) Position the bracket on the tooth surface and apply firm pressure (the thinner the layer between tooth and bracket, the better the adhesion);
- 6) Remove excess cement;
- 7) Light cure the cement for at least 40 seconds.

PRECAUTIONS

Avoid applying the product on the patient's gingiva if they have recently undergone any oral surgical procedure or present any gingival irritation. Incomplete curing or excessive exposure time may lead to mild gingival irritation in some cases.

STORAGE CONDITIONS

Keep the product in its original closed packaging; Protect from direct sunlight; Store at temperatures between 41°F–82°F.

COMPOSITION

Methacrylate monomers, nanometric silica, sodium fluoride, aluminum boro-silicate glass, photoinitiator, and co-initiator.

Shelf Life: 24 months.



Fabricante / Manufacturer:

DENTALVILLE DO BRASIL LDA - CNPJ: 01.101.363/0001-86 - Rua Adv. Miguel Cercal, 645 - Nova Brasília-Joinville-SC 89214-610 Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRQ-SC 13.400.397 13°C
Reg. ANVISA: 10344119004 - Fone: +55 (47) 3454-2200
Indústria Brasileira - Hecho en Brasil - Made in Brazil